

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch



Tel. +49 800 201 20 70
Fax +49 7665 503 290
www.depuyorthosynthes.com




L004300S

Durchb. kopfl. KomprSchr. Ø2.5&3.0, Sterilimpl.

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01			
1	03.333.101S	Spiralbohrer Ø 2.0mm, durchbohrt, Länge 	1	ST	B01T01
2	03.333.201S	Kopfraumfräser Ø 2.5/3.0mm, durchbohrt, 	1	ST	B01T01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		Screw rack 01			
3	04.333.110TS	CCHS Ø 2.5, Länge 10 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
4	04.333.112TS	CCHS Ø 2.5, Länge 12 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
5	04.333.114TS	CCHS Ø 2.5, Länge 14 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
6	04.333.116TS	CCHS Ø 2.5, Länge 16 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
7	04.333.118TS	CCHS Ø 2.5, Länge 18 mm, kurzes Gewinde (5 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
8	04.333.120TS	CCHS Ø 2.5, Länge 20 mm, kurzes Gewinde (5 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
9	04.333.122TS	CCHS Ø 2.5, Länge 22 mm, kurzes Gewinde (6 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
10	04.333.124TS	CCHS Ø 2.5, Länge 24 mm, kurzes Gewinde (6 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
11	04.333.126TS	CCHS Ø 2.5, Länge 26 mm, kurzes Gewinde (7 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
12	04.333.128TS	CCHS Ø 2.5, Länge 28 mm, kurzes Gewinde (7 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
13	04.333.130TS	CCHS Ø 2.5, Länge 30 mm, kurzes Gewinde (8 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
14	04.333.132TS	CCHS Ø 2.5, Länge 32 mm, kurzes Gewinde (8 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
15	04.333.134TS	CCHS Ø 2.5, Länge 34 mm, kurzes Gewinde (9 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
16	04.333.136TS	CCHS Ø 2.5, Länge 36 mm, kurzes Gewinde (9 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
17	04.333.138TS	CCHS Ø 2.5, Länge 38 mm, kurzes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
18	04.333.140TS	CCHS Ø 2.5, Länge 40 mm, kurzes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


Tel. +49 800 201 20 70
Fax +49 7665 503 290
www.depuyorthosynthes.com



L004300S

Durchb. kopfl. KomprSchr. Ø2.5&3.0, Sterilimpl.

19	04.333.210TS	CCHS Ø 3.0, Länge 10 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
20	04.333.212TS	CCHS Ø 3.0, Länge 12 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
21	04.333.214TS	CCHS Ø 3.0, Länge 14 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
22	04.333.216TS	CCHS Ø 3.0, Länge 16 mm, kurzes Gewinde (4 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
23	04.333.218TS	CCHS Ø 3.0, Länge 18 mm, kurzes Gewinde (5 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
24	04.333.220TS	CCHS Ø 3.0, Länge 20 mm, kurzes Gewinde (5 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
25	04.333.222TS	CCHS Ø 3.0, Länge 22 mm, kurzes Gewinde (6 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
26	04.333.224TS	CCHS Ø 3.0, Länge 24 mm, kurzes Gewinde (6 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
27	04.333.226TS	CCHS Ø 3.0, Länge 26 mm, kurzes Gewinde (7 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
28	04.333.228TS	CCHS Ø 3.0, Länge 28 mm, kurzes Gewinde (7 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
29	04.333.230TS	CCHS Ø 3.0, Länge 30 mm, kurzes Gewinde (8 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
30	04.333.232TS	CCHS Ø 3.0, Länge 32 mm, kurzes Gewinde (8 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
31	04.333.234TS	CCHS Ø 3.0, Länge 34 mm, kurzes Gewinde (9 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
32	04.333.236TS	CCHS Ø 3.0, Länge 36 mm, kurzes Gewinde (9 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
33	04.333.238TS	CCHS Ø 3.0, Länge 38 mm, kurzes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01
34	04.333.240TS	CCHS Ø 3.0, Länge 40 mm, kurzes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S01



35	NA600	Lagerungsgestell für sterile Röhren, 90 Halterungen	1	ST	B01S01
----	-------	--	---	----	--------

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01	Screw rack 02				
36	04.334.120TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 20 mm, Langes Gewinde (8 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
37	04.334.122TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 22 mm, Langes Gewinde (9 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch



Tel. +49 800 201 20 70
Fax +49 7665 503 290
www.depuyorthosynthes.com



L004300S

Durchb. kopfl. KomprSchr. Ø2.5&3.0, Sterilimpl.

38	04.334.124TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 24 mm, Langes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
39	04.334.126TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 26 mm, Langes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
40	04.334.128TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 28 mm, Langes Gewinde (11 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
41	04.334.130TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 30 mm, Langes Gewinde (12 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
42	04.334.132TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 32 mm, Langes Gewinde (13 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
43	04.334.134TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 34 mm, Langes Gewinde (14 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
44	04.334.136TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 36 mm, Langes Gewinde (14 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
45	04.334.138TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 38 mm, Langes Gewinde (15 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
46	04.334.140TS	CCHS - Ø 2.5, Länge 40 mm, Langes Gewinde (16 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
47	04.334.220TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 20 mm, Langes Gewinde (8 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
48	04.334.222TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 22 mm, Langes Gewinde (9 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
49	04.334.224TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 24 mm, Langes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
50	04.334.226TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 26 mm, Langes Gewinde (10 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
51	04.334.228TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 28 mm, Langes Gewinde (11 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
52	04.334.230TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 30 mm, Langes Gewinde (12 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
53	04.334.232TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 32 mm, Langes Gewinde (13 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
54	04.334.234TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 34 mm, Langes Gewinde (14 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
55	04.334.236TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 36 mm, Langes Gewinde (14 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
56	04.334.238TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 38 mm, Langes Gewinde (15 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02
57	04.334.240TS	CCHS - Ø 3.0, Länge 40 mm, Langes Gewinde (16 mm), TAV, steril	2	ST	B01S02



NA600

Lagerungsgestell für sterile Röhren,
90 Halterungen



1 ST B01S02

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com



L004300S

Durchb. kopfl. KomprSchr. Ø2.5&3.0, Sterilimpl.

B01S01

B01S02



End of document