























## L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte

### Box01/01


Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
<b>Box01/01 Tray 01</b>						
1	03.110.005	Handstück für Drehmomentbegrenzer 0.4/0.8/1.2 Nm		1	ST	B01T01
2	03.111.004	VA-LCP Bohrbüchse 2.4, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm, freihändig nutzbar		1	ST	B01T01
3	03.111.005	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.0 bis 2.7 mm, Messbereich bis 40 mm		1	ST	B01T01
4	03.111.032	Senker für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 15 mm		1	ST	B01T01
5	03.111.033	Senker für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 17 mm		1	ST	B01T01
6	03.111.036	Senkerführung für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 15 mm		1	ST	B01T01
7	03.111.037	Senkerführung für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 17 mm		1	ST	B01T01
8	03.111.038	Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
9	310.509	Spiralbohrer Ø 1.8 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
10	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend		1	ST	B01T01
11	314.468	Haltehülse für Schrauben Stardrive® Ø 2.4 mm, T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm, zu Nr. 314.467		1	ST	B01T01
12	323.202	Universalbohrbüchse 2.4		1	ST	B01T01
13	511.776	Drehmomentbegrenzer, 0.8 Nm, mit AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
14	68.111.306	Modularer Einsatz für Instrumente für VA-Locking Interkarpale Fusion, Grösse 1/2, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01T01
15	684.060	Deckel für modularen Einsatz, Grösse 1/2		1	ST	B01T01
16	689.515	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/2, Höhe 88 mm		1	ST	B01T01

## L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte


17	689.537	Stahldeckel, Grösse 1/2, für Vario Case™		1	ST	B01T01
<b>Pos.</b>	<b>Mat.Nr</b>	<b>Description</b>		<b>Qty</b>	<b>Unit</b>	<b>Location</b>
Box01/01	<b>Modul 01</b>					
18	02.111.304.01	Kirschnerdraht Ø 1.25 mm mit Dreikantspitze, Länge 80 mm, Stahl		5	ST	B01M01
19	04.111.300	VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte 2.4, Ø 15 mm, 6 Löcher, Titanlegierung (TAN)		1	ST	B01M01
20	04.111.301	VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte 2.4, Ø 17 mm, 7 Löcher, Titanlegierung (TAN)		1	ST	B01M01
21	68.111.305	Modul für Implantate für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte, mit Deckel, für Rahmen, Grösse 1/4		1	ST	B01M01
22	68.111.308	Deckel zu 68.111.305		1	ST	B01M01

## L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte

B01T01



B01M01



\*\*\*End of document\*\*\*