













**L01.202.002 Instrumentarium für Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm Stahl**  
**Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		<b>Tray 01</b>				
1	292.619	Führungsdraht Ø 0.8 mm, Länge 100 mm		10	ST	B01T01
2	310.215	Spiralbohrer Ø 1.7 mm, durchbohrt, Länge 100 mm, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
3	310.803	Kopfraumfräser, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben Ø 2.4 mm		1	ST	B01T01
4	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm		1	ST	B01T01
5	312.145	Doppelbohrbüchse 1.7/0.8		1	ST	B01T01
6	314.466	Schraubenziehereinsatz Stardrive® T8, durchbohrt, selbsthaltend		2	ST	B01T01
7	319.289	Reinigungsbürste Ø 1.0 mm, für durchbohrte Instrumente		1	ST	B01T01
8	319.293	Reinigungsdraht Ø 0.8 mm, für durchbohrte Instrumente		1	ST	B01T01
9	319.703	Messstab für Durchbohrte Schrauben Ø 2.4 mm		1	ST	B01T01
10	347.985	Haltepinzette für Kortikalisschrauben Ø 1.0 bis 2.4 mm		1	ST	B01T01
11	305.108	Graphic Case Modul für Durchbohrte Schrauben Ø 2.4 mm mit Deckel		1	ST	B01T01
		Deckel zu 305.108		1	ST	B01T01

## L01.202.002

## Instrumentarium für Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm Stahl

B01T01



\*\*\*End of document\*\*\*