

**L01.202.004S**

**Durchbohrte Schrauben Ø 2.4 mm Titan, Steril**

**Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01		<b>Screw rack 01</b>				
1	411.811TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 11/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205377
2	411.812TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 12/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205384
3	411.813TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 13/6 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205391
4	411.814TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 14/6 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205407
5	411.815TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 15/7 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205414
6	411.816TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 16/7 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205421
7	411.817TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 17/8 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205438
8	411.818TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 18/8 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205445
9	411.819TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 19/9 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205452
10	411.820TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 20/9 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205469
11	411.822TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 22/10 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205476
12	411.824TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 24/10 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205483
13	411.826TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 26/12 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205490
14	411.828TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 28/12 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205506
15	411.830TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 30/14 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205513
16	411.841TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 17/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205520
17	411.842TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 18/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205537
18	411.843TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 19/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205544
19	411.844TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 20/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205551
20	411.845TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 22/5 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205568
21	411.846TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 24/6 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205575
22	411.847TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 26/6 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205582
23	411.848TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 28/6 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205599
24	411.849TS	Durchbohrte Schraube Ø 2.4 mm,selbstbohrend, Länge 30/6 mm,Titanlegierung (TAN), golden, steril	2	ST	B01S01	07612334205605



## L01.202.004S

## Durchbohrte Schrauben Ø 2.4 mm Titan, Steril

B01T01



\*\*\*End of document\*\*\*