

L01.226.004 HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm, Instrumente


Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01 Tray 01						
1	03.226.003	Trapeziumfräser, durchbohrt, für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 / 3.0 mm	1	ST	B01T01	07611819194298
2	03.226.005	Schutzhülse für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 / 3.0 mm, für Trapeziumfräser	1	ST	B01T01	07611819194311
3	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend	1	ST	B01T01	07611819775459
4	319.291	Reinigungsbürste Ø 1.25 mm, für durchbohrte Instrumente	1	ST	B01T01	07611819086012
5	319.292	Reinigungsdraht Ø 1.1 mm, für durchbohrte Instrumente	1	ST	B01T01	07611819086005
6	68.226.000	Vario Case™ für Instrumentarium für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm, ohne Deckel, ohne Inhalt	1	ST	B01T01	07611819794900
7	689.537	Stahldeckel, Grösse 1/2, für Vario Case™	1	ST	B01T01	07611819108134
Box01/01 Tray 02						
8	03.226.000	Kompressionshülse für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm	1	ST	B01T02	07611819194267
9	03.226.016	Kompressionshülse für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 mm	1	ST	B01T02	07611819991668
10	03.226.002	Messstab für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4/3.0 mm	1	ST	B01T02	07611819194281
11	03.226.004	Schraubenziehereinsatz, durchbohrt, Stardrive®, T8, mit Farbmarkierung, für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 / 3.0 mm	2	ST	B01T02	07611819194304
12	03.226.006	Griff für Kompressionshülse, für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 1.5-3.0 mm	1	ST	B01T02	07611819194328
13	292.622	Führungsdraht Ø 1.1 mm mit Gewinde- und Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl	10	ST	B01T02	07611819086111
14	292.623	Führungsdraht Ø 1.1 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl	10	ST	B01T02	07611819086104
15	310.221	Spiralbohrer Ø 2.0/1.15 mm, durchbohrt, Länge 150/48 mm, 3-lippig, für Schnellkupplung	2	ST	B01T02	07611819086074
16	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm	1	ST	B01T02	07611819019379
17	312.151	Doppelbohrbüchse 2.0/1.1	1	ST	B01T02	07611819086050
18	68.226.020	Einsatz für Instrumente, Grösse 1/2, zu Vario Case™ Nr. 68.226.000	1	ST	B01T02	07611819794931


L01.226.004

HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm, Instrumente

B01T01



B01T02



End of document