


















L01.226.004 HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm, Instrumente


Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01				
1	03.226.003	Trapeziumfräser, durchbohrt, für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 / 3.0 mm		1	ST	B01T01
2	03.226.005	Schutzhülse für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 / 3.0 mm, für Trapeziumfräser		1	ST	B01T01
3	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend		1	ST	B01T01
4	319.291	Reinigungsbürste Ø 1.25 mm, für durchbohrte Instrumente		1	ST	B01T01
5	319.292	Reinigungsdraht Ø 1.1 mm, für durchbohrte Instrumente		1	ST	B01T01
6	68.226.000	Vario Case™ für Instrumentarium für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01T01
7	689.537	Stahldeckel, Grösse 1/2, für Vario Case™		1	ST	B01T01
Box01/01		Tray 02				
8	03.226.000	Kompressionshülse für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm		1	ST	B01T02
9	03.226.002	Messstab für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4/3.0 mm		1	ST	B01T02
10	03.226.004	Schraubenziehereinsatz, durchbohrt, Stardrive®, T8, mit Farbmarkierung, für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 2.4 / 3.0 mm		2	ST	B01T02
11	03.226.006	Griff für Kompressionshülse, für HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 1.5-3.0 mm		1	ST	B01T02
12	292.622	Führungsdraht Ø 1.1 mm mit Gewinde- und Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T02
13	292.623	Führungsdraht Ø 1.1 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T02
14	310.221	Spiralbohrer Ø 2.0/1.15 mm, durchbohrt, Länge 150/48 mm, 3-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T02
15	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm		1	ST	B01T02
16	312.151	Doppelbohrbüchse 2.0/1.1		1	ST	B01T02
17	68.226.020	Einsatz für Instrumente, Grösse 1/2, zu Vario Case™ Nr. 68.226.000		1	ST	B01T02


L01.226.004

HCS - Kopflose Kompressionsschraube Ø 3.0 mm, Instrumente

B01T01



B01T02



End of document