

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70
Fax +49 7665 503 290
www.depuyorthosynthes.com




L01.632.225S

Matrix Querverbinder, Steril

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01			
1	04.633.317S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 17 bis 22 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
2	04.633.321S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 21 bis 26 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
3	04.633.326S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 26 bis 31 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
4	04.633.330S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 30 bis 33 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
5	04.633.333S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 33 bis 38 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
6	04.633.338S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 38 bis 47 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
7	04.633.347S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 47 bis 62 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01
8	04.633.364S	Querverbinder, aufklickbar, Länge 62 bis 90 mm, für Stäbe Ø 5.5 und 6.0 mm, Titanlegierung (TAN), steril	1	ST	B01T01



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com



L01.632.225S

Matrix Querverbinder, Steril

B01T01



End of document