

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental ServiceIm Brunnenfeld 8  
D-79224 UmkirchTel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuyssynthes.com**L01.509.001S****Transpalatal Distractor System, Steril****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01		<b>Tray 01</b>				
1	04.503.205.01S	MatrixMIDFACE Schraube Ø 1.5 mm, selbstschneidend, Länge 5 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819908802
2	04.503.206.01S	MatrixMIDFACE Schraube Ø 1.5 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819908826
3	04.503.208.01S	MatrixMIDFACE Schraube Ø 1.5 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819908840
4	04.503.225.01S	MatrixMIDFACE Schraube Ø 1.5 mm, selbstbohrend, Länge 5 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819908949
5	04.503.226.01S	MatrixMIDFACE Schraube Ø 1.5 mm, selbstbohrend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819908963
6	04.503.228.01S	MatrixMIDFACE Schraube Ø 1.5 mm, selbstbohrend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819908987
7	04.503.235.01S	MatrixMIDFACE Emergency-Schraube Ø 1.8 mm, selbstschneidend, Länge 5 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819909021
8	04.503.236.01S	MatrixMIDFACE Emergency-Schraube Ø 1.8 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819909038
9	04.503.238.01S	MatrixMIDFACE Emergency-Schraube Ø 1.8 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN), Packung zu 1 Stück im Clip, steril	6	ST	B01T01	07611819909045



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch


www.depuySynthes.com



## L01.509.001S

## Transpalatal Distractor System, Steril

B01T01



\*\*\*End of document\*\*\*