









L182.300

LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01				
1	03.110.005	Handstück für Drehmomentbegrenzer 0.4/0.8/1.2 Nm		1	ST	B01T01
2	310.260	Spiralbohrer Ø 2.7 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
3	310.509	Spiralbohrer Ø 1.8 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
4	310.530	Spiralbohrer Ø 2.4 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
5	310.534	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
6	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm		1	ST	B01T01
7	314.453	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.4, kurz, selbsthaltend, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
8	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend		1	ST	B01T01
9	314.468	Haltehülse für Schrauben Stardrive® Ø 2.4 mm, T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm, zu Nr. 314.467		1	ST	B01T01
10	319.005	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.0 und 2.4 mm, Messbereich bis 40 mm		1	ST	B01T01
11	323.029	LCP-Bohrbüchse 2.4, mit Skala bis 30 mm, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm		2	ST	B01T01
12	323.202	Universalbohrbüchse 2.4		1	ST	B01T01
13	323.260	Universalbohrbüchse 2.7		1	ST	B01T01
14	511.776	Drehmomentbegrenzer, 0.8 Nm, mit AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
15	68.111.428	Einsatz für Grundinstrumentarium für Modulares LCP Distales Radiussystem 2.4, ohne Deckel		1	ST	B01T01
16	684.060	Deckel f/modularen Einsatz Gr½		1	ST	B01T01

L182.300

LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

17 689.513 Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/2, Höhe 45 mm



1 ST B01T01

18 689.537 Stahldeckel Gr½ f/VC




1 ST B01T01

L182.300

LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

B01T01



End of document