

L183.017**Instrumentarium für Durchbohrte Schraube Ø 3.0 mm****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01		Tray 01				
1	292.622	Führungsdraht Ø 1.1 mm mit Gewinde- und Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl	4	ST	B01T01	07611819086111
2	292.623	Führungsdraht Ø 1.1 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl	4	ST	B01T01	07611819086104
3	309.501	Extraktionsschraube, konisch, für Unterlagschrauben Ø 5.5/3.2 mm	1	ST	B01T01	07611819086081
4	310.221	Spiralbohrer Ø 2.0/1.15 mm, durchbohrt, Länge 150/48 mm, 3-lippig, für Schnellkupplung	2	ST	B01T01	07611819086074
5	310.804	Kopfraumfräser, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben Ø 3.0 mm	1	ST	B01T01	07611819086067
6	312.151	Doppelbohrbüchse 2.0/1.1	1	ST	B01T01	07611819086050
7	312.153	Doppelbohrbüchse 5.5/4.3	1	ST	B01T01	07611819086043
8	313.969	Haltehülse, zu Nr. 314.463	1	ST	B01T01	07611819710917
9	314.463	Kreuzschlitzschraubenzieher, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben Ø 3.0 mm	1	ST	B01T01	07611819710894
10	314.464	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, durchbohrt, für Unterlagschraube Ø 5.5/3.2 mm	1	ST	B01T01	07611819086029
11	314.465	Kreuzschlitzschraubenzieher-Einsatz, für Durchbohrte Schrauben Ø 3.0 mm, für Schraubenentfernung	1	ST	B01T01	07611819710900
12	683.017	Vario Case™ für Instrumentarium für Durchbohrte Schraube Ø 3.0 mm (Titanlegierung), ohne Deckel, ohne Inhalt	1	ST	B01T01	07611819088733
13	689.537	Stahldeckel, Grösse 1/2, für Vario Case™	1	ST	B01T01	07611819108134
Box01/01		Tray 02				
14	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm	1	ST	B01T02	07611819019379
15	319.291	Reinigungsbürste Ø 1.25 mm, für durchbohrte Instrumente	1	ST	B01T02	07611819086012
16	319.292	Reinigungsdraht Ø 1.1 mm, für durchbohrte Instrumente	1	ST	B01T02	07611819086005
17	319.702	Messstab für Durchbohrte Schrauben Ø 3.0 mm	1	ST	B01T02	07611819085992
18	319.970	Schraubenpinzette, selbsthaltend, Länge 85 mm	1	ST	B01T02	07611819020993
19	398.408	Raspatorium, leicht gebogenes Blatt, runde Spitze, Breite 5 mm	1	ST	B01T02	07611819085985



Depuy Synthes GmbH Im Brunnenfeld 8
 OrthoKit® Rental Service D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



L183.017


Instrumentarium für Durchbohrte Schraube Ø 3.0 mm

20	398.409	Scharfer Repositionshaken, abgestuft		1	ST	B01T02	07611819085978
21	683.013	Einsatz für Instrumente, Grösse 1/4, zu Vario Case™ zu Nrn. 683.010 und 683.017		1	ST	B01T02	07611819093379


L183.017

Instrumentarium für Durchbohrte Schraube Ø 3.0 mm

B01T01



B01T02



End of document