


**L183.031S****Durchbohrte Schrauben Ø 4.5 mm Titan, Steril****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01		<b>Tray 01</b>				
1	414.520S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 20/7 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734784
2	414.522S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 22/7 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734791
3	414.524S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 24/8 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734807
4	414.526S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 26/9 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734814
5	414.528S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 28/9 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734821
6	414.530S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 30/10 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734838
7	414.532S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 32/11 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734845
8	414.534S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 34/11 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734852
9	414.536S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 36/12 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734869
10	414.538S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 38/13 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734876
11	414.540S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 40/13 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734883
12	414.542S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 42/14 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734890
13	414.544S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 44/15 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734906
14	414.546S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 46/15 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734913
15	414.548S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 48/16 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734920
16	414.550S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 50/17 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734937
17	414.552S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 52/17 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734944
18	414.554S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 54/18 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734951
19	414.556S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 56/19 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734968
20	414.560S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 60/20 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734975
21	414.564S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 64/21 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734982



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



**L183.031S**

**Durchbohrte Schrauben Ø 4.5 mm Titan, Steril**

22	414.568S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 68/23 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819734999
23	414.572S	Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, selbstbohrend, Länge 72/24 mm, Titanlegierung (TAN), golden, steril	3	ST	B01T01	07611819735002
24	419.910S	Unterlagscheibe Ø 10.0/4.6 mm, für Durchbohrte Schraube Ø 4.5 mm, Reintitan, steril	5	ST	B01T01	07611819735255



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch


www.depuysynthes.com



**L183.031S**

**Durchbohrte Schrauben Ø 4.5 mm Titan, Steril**

**B01T01**



\*\*\*\* End of document\*\*\*\*